

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

- Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσοενζυμικός αναλυτής με μέθοδο φθορισμού σε κάρτα.
- Χρόνος εξέτασης έως 30 λεπτά.
- Χρησιμοποιεί κάρτες ανοσοπροσδιορισμού πλευρικής διάχυσης για διάφορες παραμέτρους και φέρει γραμμικό κώδικα με το σύνολο των πληροφοριών της εκάστοτε εξέτασης.
- Εκτελεί αυτόματα την επώαση και την ανάγνωση των καρτών.
- Διαθέτει δειγματοφορέα καρτών τουλάχιστον 20 θέσεων.
- Είναι συνεχούς φόρτωσης.
- Δίνει ποιοτικά, ποσοτικά ή ημιποσοτικά αποτελέσματα ανάλογα με την παράμετρο.
- Διαθέτει οθόνη αφής για τον προγραμματισμό των παραμέτρων και την καταχώρηση δημογραφικών πληροφοριών.
- Δύναται να συνδεθεί με εκτυπωτή.
- Δύναται να συνδεθεί με LIS.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΤΕΣΤ)

(ΚΑΡΤΕΣ+ΣΕΤ 3 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ)

- 1)Ανοσοενζυμική μέθοδος φθορισμού σε κάρτα/μονοτέστ για τον προσδιορισμό της ιντερφερόνης γ (IFN- γ),που παράγεται in vitro από την διέγερση κυττάρων σε ηπαρινισμένο ολικό αίμα από μίγμα ανασυνδυασμένων πρωτεϊνικών αντιγόνων (ESAT-6, CFP-10, TB 7.7), ειδικών για το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης. Αποτελέσματα σε πλήρως αυτοματοποιημένο ανοσοενζυμικό αναλυτή καρτών φθορισμού.
- 2) Σετ 3 σωληνάρων για τη διάγνωση λοίμωξης από το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης, μέσω προσδιορισμού της IFN- γ που παράγεται κατά την ενεργοποίηση των T-λεμφοκυττάρων με μίγμα ανασυνδυασμένων πρωτεϊνικών αντιγόνων (ESAT-6, CFP-10, TB 7.7)), ειδικών για το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης. Το σετ περιλαμβάνει 1)σωληνάριο με μίγμα ανασυνδυασμένων πρωτεϊνικών αντιγόνων (ESAT-6, CFP-10, TB 7.7)), ειδικών για το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης, 2) σωληνάριο αρνητικού μάρτυρα και 3)σωληνάριο με μάρτυρα μιτογόνου.